

Kit Sinus Lift 5

1. Indicações

São compostos de curetas e condensadores ósseos de diversas angulações que são utilizados para deslocamento da membrana do seio maxilar e colocação de enxerto ósseo.

2. Especificações e características técnicas

O Kit Sinus Lift 5 é composto por um estojo autoclavável feito em polímero polisulfona. Contém duas peças: fundo e tampa. O fundo contém suportes de borracha permitindo a imobilização durante a autoclavagem e segurança quando transportados.

As curetas pertencentes ao Kit Sinus Lift são fabricadas em aço inoxidável.

3. Forma de Apresentação

O Kit Sinus Lift 5 é vendido não estéril e é reutilizável.



4. Descrições e instruções de uso

Curetas

Descrição:

Curetas: apresentam formato cilíndrico, nas suas extremidades possuem perfis com diferentes angulações.



Instruções de uso:

As curetas possuem diversas angulações e devem ser utilizadas conforme anatomia do seio maxilar.



5. Contraindicações

O Kit Sinus Lift 5 não apresenta contraindicações desde que suas finalidades sejam seguidas corretamente e por profissionais devidamente habilitados.



6. Esterilização e Higienização

O Kit Sinus Lift 5 deve ser higienizado antes e após sua utilização seguindo as etapas abaixo:

1º passo: Submergir a peça em detergente enzimático (solução a 10%).

2º passo: Lavar em ultrassom.

3º passo: Enxaguar com água destilada em abundância até remover completamente os resíduos da solução.

4º passo: Secar com ar comprimido ou com pano seco e limpo.

5º passo: Realizar inspeção visual, observando se há falhas no processo de limpeza.

6º passo: Selecionar a embalagem de acordo com o processo de esterilização.



Importante:

Esterilizar na véspera ou no dia do procedimento.

Nunca armazenar o material sem completa secagem. A secagem é fundamental para prevenir oxidações.



Atenção:

Não utilizar produtos desincrustantes, pois tendem a escurecer as peças e provocar oxidação. O líquido enzimático em uma concentração superior a 10% favorece a oxidação, assim como a secagem de peças contendo resíduos da solução de limpeza.



7. Precauções

O Kit Sinus Lift 5 somente deverá ser utilizado por cirurgião dentista devidamente habilitado. O uso do instrumento cirúrgico sem conhecimento das técnicas adequadas e /ou procedimentos e condições inadequadas, poderá prejudicar o paciente conduzindo a resultados não satisfatórios.



8. Efeitos Adversos

Apenas ocorrerão se a escolha pelo instrumental for indevida.



9. Condições de Armazenamento

O Kit Sinus Lift 5 deverá ser armazenado em local limpo e seco, longe da ação do sol e umidade.

10. Descarte de Materiais

Todos os materiais de consumo utilizados nas cirurgias de enxerto ósseo deverão ser descartados conforme normas locais.



11. Prazo de Validade

O Kit Sinus Lift 5 possui prazo de validade indeterminado, contudo desgastes após o uso frequente poderão influenciar na funcionalidade dos instrumentos.



Fabricado por:

SYSTHEX SISTEMAS DE IMPLANTES ÓSSEO INTEGRADO LTDA

Rua Aristides Tissot, 148 – Cidade Industrial – CEP 81.240-320 – Curitiba – PR

CNPJ 05.644.129/0001-56 – Inscrição Estadual 9034995408 –

Aut. Func. K225Y402LYXY. Responsável Técnico: Dr. Gastão Valle Nicolau –

CRO-PR 2815. SAC: 0800 600 6905 – www.systhex.com.br – Indústria Brasileira.

Registro ANVISA nº 80290080010



Representante Europeu:

OBELIS – EUROPEAN AUTHORIZED REPRESENTATIVE CENTER

Corporate Offices: Obelis S.A

Bd. Général Wahis 53

1030 Brussels – Belgium

Registered Address: Obelis S.A

Av. De Tervueren 34 Bte 44

1040 Brussels – Belgium

Flavia Ventura Nicolau Melhem
Responsável técnico CRO-PR 15749

Flavia Ventura Nicolau Melhem
Responsável Legal

Esta Instrução de Uso se aplica aos Kits Sinus Lift 5 Systhex:

Kit Sinus Lift 5

Descrição	Códigos	Quantidade
Cureta de Levantamento de Seio Maxilar nº 3	814.102	01
Cureta de Levantamento de Seio Maxilar nº 4	814.103	01
Cureta de Levantamento de Seio Maxilar nº 5	814.104	01
Cureta de Levantamento de Seio Maxilar nº 6	814.105	01
Cureta de Levantamento de Seio Maxilar nº 8	814.107	01
Estojo Kit Sinus Lift 5	815.007	01
Kit Sinus Lift 5 Completo	823.007	-