


INSTRUÇÕES DE USO - CONE FIX


A nova chave faz um clip para captura segura do implante, porém pode ocorrer casos em que quando ela chega ao nível ósseo, a mesma não desce mais. Portanto, instruímos que remova a chave, desparafuse o adaptador e volte a colocar a chave no implante para descer mais 2 mm. Lembrando também que não pode haver sangue, saliva e interferência oclusal para a adaptação perfeita entre o implante e o componente Cone Fix.

Seguindo essas instruções, sem dúvida seu procedimento cirúrgico será um sucesso!



Dúvidas? Entre em contato conosco!

0800 600 6905



Systemex[®]
IMPLANTES DENTÁRIOS